

BIOCOMFORT GARMENTS SIZE CHART

Now in **INCHES**/**CENTIMETERS**

NUMBERS IN ITALICS CORRESPOND TO CUSTOM ORDER FORMS

Upper Extremity

	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	<u>Axilla</u>	<u>Bicep</u>	<u>Elbow</u>	<u>Forearm</u>	<u>Wrist</u>	<u>Axilla to Fingertips Length</u>
<i>Small Arm</i>						
GS-3035-S	23.5"/ <i>59.7</i>	22"/ <i>55.9</i>	19.5"/ <i>49.5</i>	17.5"/ <i>44.5</i>	15"/ <i>38.1</i>	26.5"/ <i>67.3</i>
G8-3035-S						
<i>Medium Arm</i>						
GS-3035-M	27"/ <i>68.6</i>	26"/ <i>66.0</i>	24"/ <i>61.0</i>	21"/ <i>53.4</i>	18"/ <i>45.7</i>	32"/ <i>81.3</i>
G8-3035-M						
<i>Large Arm</i>						
GS-3035-L	25.5"/ <i>64.8</i>	24"/ <i>61.0</i>	21.5"/ <i>54.6</i>	19"/ <i>48.3</i>	16"/ <i>40.7</i>	35"/ <i>88.9</i>
G8-3035-L						
<i>Arm w/ Shldr</i>						
GS-3035 SH	27"/ <i>68.6</i>	26"/ <i>66.0</i>	24"/ <i>61.0</i>	21"/ <i>53.4</i>	18"/ <i>45.7</i>	32+8"/ <i>81.3+20.3</i>
G8-3035-SH						

W - WIDE / S - STANDARD

Lower Extremity

	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	<u>Thigh below Crotch</u>	<u>Mid Thigh</u>	<u>Mid Knee</u>	<u>Mid Calf</u>	<u>Ankle</u>	<u>Arch (Instep)</u>	<u>Crotch to Heel Length</u>
<i>Half Leg</i>							
GS-3045-H	(W) —	—	30.5"/ <i>77.5</i>	28"/ <i>71.1</i>	29"/ <i>73.7</i>	23"/ <i>58.4</i>	(19"/ <i>48.3</i>)
N/A	(S)		29"/ <i>73.7</i>	27"/ <i>68.6</i>	23.5"/ <i>59.7</i>	22"/ <i>55.9</i>	<i>Length</i>
<i>Small Leg</i>							
GS-3045-S	(W) 35.5"/ <i>90.2</i>	34"/ <i>86.4</i>	30.5"/ <i>77.5</i>	28"/ <i>71.1</i>	25.5"/ <i>64.8</i>	21.5"/ <i>54.6</i>	27"/ <i>69.6</i>
G8-3045-S	(S) 31"/ <i>78.7</i>	30"/ <i>76.2</i>	28"/ <i>71.1</i>	24.5"/ <i>62.4</i>	21.5"/ <i>54.6</i>	19.5"/ <i>49.5</i>	
<i>Medium Leg</i>							
GS-3045-M	(W) 36.5"/ <i>92.7</i>	34"/ <i>86.4</i>	30"/ <i>76.2</i>	28"/ <i>71.1</i>	25.5"/ <i>64.8</i>	22.5"/ <i>57.2</i>	32"/ <i>81.3</i>
G8-3045-M	(S) 32"/ <i>81.3</i>	30"/ <i>76.2</i>	28"/ <i>71.1</i>	24.5"/ <i>62.4</i>	21.5"/ <i>54.6</i>	19.5"/ <i>49.5</i>	
<i>Large Leg</i>							
GS-3045-L	(W) 37"/ <i>94</i>	36"/ <i>91.4</i>	32"/ <i>81.3</i>	29"/ <i>73.7</i>	24"/ <i>61.0</i>	20.5"/ <i>52.1</i>	36.5"/ <i>92.7</i>
G8-3045-L	(S) 33"/ <i>83.8</i>	32"/ <i>81.3</i>	30"/ <i>76.2</i>	26"/ <i>66.0</i>	21.5"/ <i>54.6</i>	19.5"/ <i>49.5</i>	

Please note: If patient is larger than measurements below, a custom sleeve is advised.

Half Leg Adjustable

(Expanded Position)	(W) —	—	33.5"/ <i>85.1</i>	31"/ <i>78.7</i>	29"/ <i>73.7</i>	23"/ <i>58.4</i>	(19"/ <i>48.3</i>)
GA-3045-H	(S)		32"/ <i>81.3</i>	30"/ <i>76.2</i>	23.5"/ <i>59.7</i>	22"/ <i>55.9</i>	<i>Length</i>

Small Leg Adjustable

(Expanded Position)	(W) 38.5"/ <i>97.8</i>	37"/ <i>94</i>	33.5"/ <i>85.1</i>	31"/ <i>78.7</i>	25.5"/ <i>64.8</i>	21.5"/ <i>54.6</i>	27"/ <i>69.6</i>
GA-3045-S/A8-3045-S	(S) 34"/ <i>86.4</i>	33"/ <i>83.8</i>	31"/ <i>78.7</i>	27.5"/ <i>69.9</i>	21.5"/ <i>54.6</i>	19.5"/ <i>49.5</i>	

Medium Leg Adjustable

(Expanded Position)	(W) 39.5"/ <i>100.3</i>	36.5"/ <i>92.7</i>	33.5"/ <i>85.1</i>	31"/ <i>78.7</i>	25.5"/ <i>64.8</i>	22.5"/ <i>57.2</i>	32"/ <i>81.3</i>
GA-3045-M/A8-3045-M	(S) 35"/ <i>88.9</i>	34"/ <i>86.4</i>	31"/ <i>78.7</i>	27.5"/ <i>69.9</i>	21.5"/ <i>54.6</i>	19.5"/ <i>49.5</i>	

Large Leg Adjustable

(Expanded Position)	(W) 40"/ <i>101.6</i>	38"/ <i>96.5</i>	35"/ <i>88.9</i>	32"/ <i>81.3</i>	25.5"/ <i>64.8</i>	22.5"/ <i>57.2</i>	36.5"/ <i>92.7</i>
GA-3045-L/A8-3045-L	(S) 36"/ <i>91.4</i>	36"/ <i>91.4</i>	33"/ <i>83.8</i>	29"/ <i>73.7</i>	21.5"/ <i>54.6</i>	19.5"/ <i>49.5</i>	